

Bitte Gebrauchsinformation aufmerksam lesen

Produktbeschreibung

aldiamed Mundspray ist ein Feuchtigkeit spendendes Mundspray zur Pflege trockener Mundschleimhäute.

Das Mundspray legt sich wie ein Schutzfilm auf die Schleimhäute und schützt diese vor dem Austrocknen. Das sprühbare, dünnflüssige Gelfluid dient zur Befeuchtung, Schutz und Pflege des trockenen Mundraumes.

aldiamed Mundspray unterstützt die Mundhygiene und beruhigt strapazierte Mundschleimhäute. Die Inhaltsstoffe befeuchten den Mundraum effektiv und helfen dabei Mundgeruch und Entzündungen vorzubeugen.

Ein trockener Mund ist besonders unangenehm und kann viele verschiedene Ursachen haben, wie z. B. Rauchen, Stress, vieles Reden. Eine trockene Mundschleimhaut braucht intensive Pflege und Schutz.

Anwendung

- Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln.
- Vor der erstmaligen Anwendung Sprühkopf mehrmals nach unten drücken.
- Benetzen Sie den Mundraum mit ca. 2–3 Sprühstößen.
- Anwendung nach Bedarf und so oft wie notwendig.

Zusammensetzung

Angereichert mit D-Panthenol spendet es Feuchtigkeit, unterstützt die natürliche Regeneration der Haut und schützt vor Irritationen.

Die enthaltenen Schutzenzyme Lactoferrin und Lysozym helfen schädliche Bakterien abzuwehren.

Glycerin spendet Feuchtigkeit und Xylit ist ein zahnfreundlicher Süßstoff, der den Geschmack des Produktes verbessert.

Durch den Einsatz von mikrokristalliner Cellulose erhält die flüssige Formel eine leicht gelartige Konsistenz und kann so länger im Mundraum verweilen als rein wässrige Formulierungen.

aldiamed Mundspray enthält ein Minzaroma für langanhaltende Atemfrische.

aldiamed Mundspray ist angenehm mild im Geschmack und ist auch zur Erfrischung des Atems empfehlenswert. Es enthält keinen Alkohol und ist parabenfrei.

Ingredients: Aqua, Propylene Glycol, Xylitol, Glycerin, Microcrystalline Cellulose, Panthenol, Lactoferrin, Lysozyme, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Caprylyl Glycol, Cellulose Gum, Citric Acid, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Aroma.

Hinweise

aldiamed Mundspray ist für Erwachsene und Kinder > 3 Jahren geeignet.

aldiamed Mundspray ist auch für Diabetiker und Träger von Zahnprothesen geeignet.

Die handliche Sprühflasche ermöglicht ein einfaches hygienisches Dosieren, praktisch z. B. für unterwegs und zwischendurch.

Warnhinweise

Für Kleinkinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Augen sprühen!

Weitere aldiamed-Produkte

Zur ergänzenden Pflege und Schutz einer empfindlichen Mundschleimhaut empfehlen wir aldiamed Mundspülung und aldiamed Mundgel.

aldiamed Mundspülung reinigt den Mundraum, befeuchtet die Schleimhäute und unterstützt eine gesunde natürliche Mundflora. Sie hat eine milde Rezeptur und enthält keinen Alkohol.


aldiamed Mundgel befeuchtet und pflegt intensiv. Das Mundgel ist besonders wohltuend in der Nacht.

Packungsgrößen

Mundspray: 50 ml

PZN (D): 09397022

PZN (AT): 3887021



Mundgel: 50 g-Tube

PZN (D): 00879268

PZN (AT): 3888517



Mundgel: 150 g-Tube


PZN (D): 17572605

PZN(AT): 5477623

Mundspülung: 500 ml

PZN (D): 16943844

PZN (AT): 5414752



Bedeutung der Symbole



Bitte die beigelegten Informationen beachten



Mindestenshaltbarkeitsdatum



Geöffnet 6 Monate haltbar

www.aldiamed.de

Certmedica International GmbH
Magnolienweg 17
63741 Aschaffenburg

Stand der Information: 2023-07

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen?
Tel.: +49 60 21 / 15 09 3 - 380

